

Conditions d'utilisation des contenus du Conservatoire numérique

1- [Le Conservatoire numérique](#) communément appelé [le Cnum](#) constitue une base de données, produite par le Conservatoire national des arts et métiers et protégée au sens des articles L341-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle. La conception graphique du présent site a été réalisée par Eclydre (www.eclydre.fr).

2- Les contenus accessibles sur le site du Cnum sont majoritairement des reproductions numériques d'œuvres tombées dans le domaine public, provenant des collections patrimoniales imprimées du Cnam.

Leur réutilisation s'inscrit dans le cadre de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 :

- la réutilisation non commerciale de ces contenus est libre et gratuite dans le respect de la législation en vigueur ; la mention de source doit être maintenue ([Cnum - Conservatoire numérique des Arts et Métiers - http://cnum.cnam.fr](#))
- la réutilisation commerciale de ces contenus doit faire l'objet d'une licence. Est entendue par réutilisation commerciale la revente de contenus sous forme de produits élaborés ou de fourniture de service.

3- Certains documents sont soumis à un régime de réutilisation particulier :

- les reproductions de documents protégés par le droit d'auteur, uniquement consultables dans l'enceinte de la bibliothèque centrale du Cnam. Ces reproductions ne peuvent être réutilisées, sauf dans le cadre de la copie privée, sans l'autorisation préalable du titulaire des droits.

4- Pour obtenir la reproduction numérique d'un document du Cnum en haute définition, contacter [cnum\(at\)cnam.fr](mailto:cnum(at)cnam.fr)

5- L'utilisateur s'engage à respecter les présentes conditions d'utilisation ainsi que la législation en vigueur. En cas de non respect de ces dispositions, il est notamment passible d'une amende prévue par la loi du 17 juillet 1978.

6- Les présentes conditions d'utilisation des contenus du Cnum sont régies par la loi française. En cas de réutilisation prévue dans un autre pays, il appartient à chaque utilisateur de vérifier la conformité de son projet avec le droit de ce pays.

NOTICE BIBLIOGRAPHIQUE

Auteur(s)	Wocher, Max & Son
Titre	Aseptic instrument cabinets [suivi de] Wocher's two-in-one patient's table [suivi de] Wocher-Vim rustless steel needles
Adresse	Cincinnati (Usa) : The Max Wocher and Son Co, [1924]
Collation	1 vol. (3 f.) : ill. ; 24 cm
Nombre de vues	2 2 3
Cote	CNAM-MUSEE IS0.4-WOC
Sujet(s)	Matériel médical
Thématique(s)	Catalogues de constructeurs Machines & instrumentation scientifique
Typologie	Ouvrage
Note	Fonds Brieux ; inséré dans 'Catalog n° 37 : Eye, ear, nose and throat, instruments furniture sundries' du même fabricant
Langue	Anglais
La langue de reconnaissance de l'OCR	Francais
Date de mise en ligne	01/06/2010
Date de génération du PDF	26/09/2024
Permalien	https://cnum.cnam.fr/redir?M9977_2.3
LISTE DES TOMES	
	Tome 1
X	Tome 2
	Tome 3

Is o. 4 - wbc 1007-3

THE MAX WOCHER & SON CO. CINCINNATI, OHIO.

Wocher's Two-in-One Patient's Table

(Pat. Applied For)

Combines a bedside and adjustable feeding and reading table. It is particularly suitable for hospital use in that it unites two necessary items of furniture and occupies the space of but one.



WC6100

The outstanding feature of the Two-In-One Table is the raising and lowering of the feeding tray. This tray is mounted upon one upright and may be easily operated with one hand. When raised or lowered to the proper position for use by the patient it automatically locks itself when the handle is released. This is a patented feature and will operate satisfactorily for an indefinite length of time.

An easily operated and easily accessible lock trigger permits the tray to be raised to the horizontal or to be returned to the vertical position. When in this latter position it is almost flush with the side of the cabinet. There are no diagonal supports to interfere with placing the table close to the bed.



The range of adjustment is such that it is adaptable to any condition, whether it is to be used over a bed or for a convalescent patient sitting in a chair. The rim of the tray is raised and the corners are rounded.

The utility table is provided with a drawer and storage space which contains one metal shelf and a porcelain enameled basin mounted upon a swivel bracket.

The size of the cabinet is 16 x 20 inches. It is mounted upon easy running casters.

Wocher's Two-in-One Patient's Table

(Pat. Applied For)



WO6100

Wocher's Two-in-One Table as described on opposite page.

- | | | |
|---------|--|---------|
| WO6100. | Baked white or grey enamel with
porcelain enameled top..... | \$42.00 |
| WO6105. | Baked white or grey enamel with
baked enamel top..... | 40.00 |
| | Walnut finish, add..... | 6.00 |
| | Monel metal top, add..... | 6.00 |
| | Duco finish, add..... | 1.50 |



WO6106

Wocher's Two-in-One Table without the basin and bracket.

- | | | |
|---------|--|---------|
| WO6106. | Baked white or grey enamel with
porcelain enameled top..... | \$40.50 |
| WO6107. | Baked white or grey enamel with
baked enameled top..... | 38.50 |
| | Walnut finish, add..... | 6.00 |
| | Monel metal top, add..... | 6.00 |
| | Duco finish, add..... | 1.50 |



WO6108

Wocher's Two-in-One Table with three sides enclosed. No basin and no door.

- | | | |
|---------|--|---------|
| WO6108. | Baked white or grey enamel with
porcelain enameled top..... | \$38.50 |
| WO6109. | Baked white or grey enamel with
baked enamel top..... | 36.50 |
| | Walnut finish, add..... | 6.00 |
| | Monel metal top, add..... | 6.00 |
| | Duco finish, add..... | 1.50 |



WO6110

Wocher's Two-in-One Table. Open on all sides. No drawer, no basin and no door.

- | | | |
|---------|--|---------|
| WO6110. | Baked white or grey enamel with
porcelain enamel top..... | \$30.00 |
| WO6111. | Baked white or grey enamel with
baked enameled top..... | 28.00 |
| | Walnut finish, add..... | 6.00 |
| | Monel metal top, add..... | 6.00 |
| | Duco finish, add..... | 1.50 |